



811 Online IC Process Analyzer (2 Kanäle, 230 V)

2.811.0024

2-Kanal-Online-Ionenchromatograph mit Inline-Kalibrierung und Probenanreicherung für die gleichzeitige Bestimmung von Kationen und Anionen mit und ohne Suppression bis in den Ultraspurenbereich. Zehn unabhängige Probenströme. 230 V.

Lieferumfang 2.811.0024

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	1.811.0024	811 Online IC Process Analyzer (2 Kanäle, 230 V)
		2-Kanal-Online-Ionenchromatograph mit Inline-Kalibrierung und Probenanreicherung für die gleichzeitige Bestimmung von Kationen und Anionen mit und ohne Suppression bis in den Ultraspurenbereich. Zehn unabhängige Probenströme. 230 V.



3 STK

6.1621.010

PE-Kanister / 30 L

Eluenten-Kanister zu den Online-IC-Geräten.



1 STK

6.1609.000

Adsorberrohr / gross und gebogen

Zu Füllen mit Adsorbermaterial.



3 STK

6.1621.110

Verschlussdeckel zu 30 L Kanister

Verschlussdeckel zu 30 L Kanister. Für den einfachen und sicheren Transport von befüllten Kanistern.




4 STK

6.1826.020

PVC-Pumpschlauch (blau/blau)

Für Online-IC-Geräte und Automation in der Voltammetrie.



1 STK

6.2617.010

Werkzeug für Kolbendichtung

Zum Entfernen und Montieren der Kolbendichtung bei allen Standard-Pumpenköpfen



1 STK

6.2621.000

Rollgabelschlüssel

Maximale Öffnung: 20 mm. Für IC-Geräte



1 STK

6.2621.030

Inbusschlüssel 4 mm



1 STK

6.2744.010

Druckschraube 5x

Mit UNF 10/32 Anschluss. Für den Anschluss von PEEK-Kapillaren.



2 STK

6.2744.080

Adapter Gewinde M6 / UNF 10/32

Mit M6 Aussengewinde. Für IC-Geräte.



20 STK

6.2744.140

Adapter UNF 10/32 zu 1/4-28

Adapter zum Anschluss von 1/16 in. Kapillaren an die Probenstrompositionen des Online IC



1 STK

6.2816.020

Spritze 10 mL mit Luer-Anschluss

Für verschiedene Anwendungen in IC und VA



1 STK

6.2816.040

Purge-Kanüle

Mit PTFE-Schlauch und Luer-Anschluss. Für Spritzen. Zum Ansaugen von Eluenten.



1 STK

6.2821.090

Ansaugfilter

Porengrösse 27 µm. Set à 5 Stück. Für Ansaugschlauch (6.1834.000) und Filterrohre (6.1821.040) und (6.1821.050).




1 STK



6.2821.130

Ersatzfilter zu Inline-Filter

Ersatzfilter für Inline-Filter.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.1803.030	PTFE-Kapillare 0.5 mm i.D. / 3 m Kapillare zur Inline-Dialyse, für Dialysis Unit, IC Dialysis Sample Processor, IC Liquid Handling Unit Dialysis.	
6.1825.210	PEEK-Probenschleife 20 µL Für Injektionsventil, mit 2 PEEK-Druckschrauben	
6.1825.220	PEEK-Probenschleife 100 µL Für Injektionsventil, mit 2 PEEK-Druckschrauben	
6.1826.060	Pumpschlauch (orange/gelb) Für Compact IC , Personal IC , Basic IC	

6.2741.020

Kolbendichtung (orange)

Für alle Standard-Pumpenköpfe



6.2755.000

Schlauchkassette

Für die Schlauchquetschpumpe von IC-Geräten. Anpressdruck einstellbar



6.2824.070

Zirkoniumoxid-Kolben, standard

Pumpenkolben für alle Standard-Pumpenköpfe



6.2831.000

Kontrollspiegel

Für die Positionsbestimmung



6.2832.000

MSM Rotor A

Suppressor-Rotor für alle IC-Geräte mit MSM (Metrohm Suppressor Modul)



6.2832.010

Anschlussstück zu MSM und MSM-LC

Mit Zu- und Ableitungen. Für alle IC-Geräte mit MSM (Metrohm Suppressor Modul).

Für Ersatz in Professional IC Geräte der Generation 850, 881, 882 und 883 (produziert vor 2017).



6.5904.030

Rotor, 6/2 Injektor

Rotor für den 6/2 Injektor in IC Systemen.



6.5904.050

Injektor mit internem Loop 0.25 µL

Flachplatteninjektor mit internem Loop 0.25 µL



6.5904.060

Rotor (interner Loop, 0.25 µL)

Rotor zu 4-Port-Flachplatteninjector (6.5904.050), interner Loop 0.25 µL



6.5904.070

Rotor (interner Loop, 1.0 µL)

Rotor zu 4-Port-Flachplatteninjector (6.9956.001), interner Loop 1.0 µL

