



813 VA Compact Autosampler

2.813.0020

Autosampler für die einfache Automatisierung von VA-Systemen mit integrierter Peristaltikpumpe für den Probentransfer. Der Probenwechsler kann zusammen mit dem 746 VA Trace Analyzer oder dem 797 VA Computrace eingesetzt werden. Kapazität: 18 Proben.

Lieferumfang 2.813.0020


Qt.	Order no.	Beschreibung	
1 STK	1.813.0010	813 Compact Autosampler	
		Kompakter Probenwechsler für 36 Proben mit einem Volumen von 11 mL oder 2,5 mL. Integrierte Schlauchpumpe, 4 vorprogrammierte Abläufe, separate Tastatur für die Vornahme der Einstellungen, Fernsteuerung über «Remote»-Schnittstelle.	
1 STK	6.2751.070	Sicherheitsabdeckung	
		Sicherheitsabdeckung für den 813 Compact IC Autosampler.	
1 STK	6.2752.010	Steckerabdeckung	
		Für den 717, 730, 760 Sample Changers, IC Sample Processors, 774 Oven Sample Processor	

1 STK

6.1822.410

PEEK-Verbindungskapillare

Verbindungskapillare zum Probentransfer mit Probenwechslern, 1xM6, Innendurchmesser 0.5 mm für die Spurenanalytik




2 STK

6.1826.020

PVC-Pumpschlauch (blau/blau)

Für Online-IC-Geräte und Automation in der Voltammetrie.



1 STK

6.1831.050

PEEK-Kapillare 0.5 mm i.D. / 40 cm

Zur Inline-Dialyse und für Probenwechsler. Für IC Dialysis Unit, IC Sample Processor, Compact IC Autosampler, IC Dialysis Sample Processor, IC Liquid Handling Dialysis Unit, Compact VA Autosampler.



1 STK

6.2621.060

Gabelschlüssel 5/16 in.

Für 5/16 in. Schrauben. Für IC-Geräte



2 STK

6.2621.090

Gabelschlüssel 1/2 in.

Für 1/2 in. Schrauben. Für IC Sample Processors



1 STK

6.2621.100

Inbusschlüssel 3 mm für IC Sample Processors



1 STK

6.2743.057

Probengefäß 11 mL

200 Stück. Für IC Sample Processors und VA Autosampler.

Die IC Probengefäße sind aus Polypropylen (PP) Kunststoff für Anwendungen im Gesundheitswesen. Die Produktion und die Verpackung erfolgen unter Steril- und Reinraumbedingungen (Reinraumklasse 7, nach DIN ISO 14644). Dies garantiert minimale Kontaminierungsgrade. Die Probengefäße werden stichprobenartig auf auslaugbare Anionen und Kationen überprüft.



1 STK

6.2744.010

Druckschraube 5x

Mit UNF 10/32 Anschluss. Für den Anschluss von PEEK-Kapillaren.



1 STK

6.2744.030

Kupplung Olive/UNF 10/32, 4 x

Verbindung Druckschraube und Pumpschlauch. 4 Stück. Für IC-Geräte
mit Peristaltikpumpe



1 STK

6.2833.000

Nadelhalter 1/8 in.

Für IC/VA Sample Processors. Für 1/8 in. Kanülen



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.2141.170	Kabel 797 VA Computrace - 813 Compact Sample Changer - 731 Relay Box



2.772.0110	772 Pump Unit Schlauchpumpe zum direkten Anschluss an Sample Processors.
------------	---



2.823.0010	823 Membrane Pump Unit Membranpumpe zum direkten Anschluss an Sample Processors.
------------	---

