



823 Membrane Pump Unit – rinse

2.823.0030

Membranpumpe zum direkten Anschluss an Sample Processors. Die Version «Spülen» enthält umfangreiches Zubehör zum Spülen.

Lieferumfang 2.823.0030

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	1.823.0010	823 Membrane Pump Unit
		Membranpumpe zum direkten Anschluss an Sample Processors.



1 STK

6.1621.000

Kanister / 10 L

Als Spül- oder Abfallkanister in automatisierten Systemen.



2 STK

6.1801.120

PVC-Schlauch / 4 mm / 6 mm / 2 m



3 STK

6.1805.060

FEP-Schlauch / M6 / 60 cm

Mit Licht- und Knickschutz.



1 STK

6.1808.170

Verteilerstück zum Spülen und Absaugen zu Sample Processoren

Verteilerstück zur Montage an Sample Processoren zum Spülen und Absaugen bei Verwendung von extern angeschlossenen Pumpen.



1 STK

6.1812.000

PTFE-Schlauch 4 mm / 6 mm / 4 m



1 STK

6.1828.000

PVDF-Anschlussnippel

Für Kanister 6.1621.000.



3 STK

6.2740.020

Sprühdüse

Zum feinen Zerstäuben der Spüllösung.

