


824 Easy Sample Changer

2.824.0020

Der ökonomische Probenwechsler für den Routineeinsatz. Easy Sample Changer Mikro: Probenwechsler für Titrationsen mit kleinerem Probenvolumen. Bis zu 24 Proben mit einem Maximalvolumen von 75 mL können in einem Durchlauf bearbeitet werden. Mit der KFT-Ausrüstung lässt sich der Easy Sample changer zum Karl Fischer-Probenwechsler umbauen.

Lieferumfang 2.824.0020

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.2034.020	Befestigungswinkel für Magnetic Stirrer 741 Zur Befestigung des Magnetrührers am «824 Easy Sample Changer
		
1 STK	6.2752.010	Steckerabdeckung Für den 717, 730, 760 Sample Changers, IC Sample Processors, 774 Oven Sample Processor
		
1 STK	1.741.0010	741 Magnetic Stirrer Magnetrührer für Probenwechsler. Der Magnetrührer wird unterhalb des Probenracks angebracht.
		

24 STK

6.1432.210

Probenbecher aus Klarglas 75 mL, 1 Stück

Probenbecher aus Klarglas 75 mL, passend zu Probenracks 6.2041.340, 6.2041.350, 6.2041.800 und 6.2041.900, 1 Stück



1 STK

6.1453.250

Probenbecher aus Kunststoff (PP) 250 mL, 1 Stück

Probenbecher aus Kunststoff (Polypropylen, PP) 250 mL , passend zu Probenracks 6.2041.310, 6.2041.400, 6.2041.430, 6.2041.510, 6.2041.820, 6.2068.020 und 6.2068.030, 1 Stück



1 STK

6.1458.020

Titrierkopf / 4 x M10-Anschlüsse

Mit 4 Schraubnippeln M10, inkl. Stopfen.



1 STK

6.1805.110

FEP-Schlauch / M6 / 80 cm

Mit Licht- und Knickschutz.



24 STK

6.1903.030

Rührstäbchen / 25 mm

Rührstäbchen mit Magnetkern, Umhüllung aus PTFE, Länge 25 mm.



1 STK

6.2041.340

Probenrack, 24 x 75 mL, (PVC)

Probenrack zu 810 Sample Processor, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Light" passend für 24 Probenbecher. Folgende Probenbecher können verwendet werden: 6.1432.210, 6.1459.400.

Kunststoff: Polyvinylchlorid (PVC)



1 STK

6.2621.140

Inbusschlüssel 2.5 mm




1 STK

6.2751.080

Sicherheitsabdeckung

Sicherheitsabdeckung für eintürmige Sample Processors ohne 786 Swing Head.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.1453.220	Probenbecher aus Kunststoff (PP) 200 mL, 1 Stück Probenbecher aus Kunststoff (Polypropylen, PP) 200 mL, passend zu Probenracks 6.2041.310, 6.2041.400, 6.2041.430, 6.2041.510, 6.2041.820, 6.2068.020 und 6.2068.030, 1 Stück

