



826 pH mobile mit Primatrode

2.826.0020

Tragbares pH-Meter mit IrDa-Schnittstelle, inkl. Tragegurt, Batterien und Primatrode 6.0228.020 mit NTC (IP67).

Lieferumfang 2.826.0020

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	1.826.0010	826 pH mobile
		Tragbares pH-Meter mit IrDa-Schnittstelle, inkl. Tragegurt und Batterien.



1 STK

6.2050.000

Tragriemen für pH-Meter

Trageriemen zu 704, 826 pH meter.



1 STK

6.2133.000

Batterien LR6, 1.5V, 4 Stück

1,5 V Typ LR6. Satz à 4 Stück. Für 704 pH Meter, 773 pH/mV Simulator



1 STK

6.2621.140

Inbusschlüssel 2.5 mm



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.2307.230	pH-Pufferlösungen pH 4 / 7 / 9 Pufferset bestehend aus jeweils 10 Sachets (30 mL) pH-Pufferlösungen pH 4/7/9	
6.2325.000	pHit kit Pflegekit für pH Elektroden Der Kit enthält: • 50 mL Reinigungslösung • 50 mL 3M KCl Lösung • 50 mL Aufbewahrungslösung • 2 Aufbewahrungsgefäße • Betriebsanleitung	