



826 pH mobile mit Tragkoffer

2.826.0110

Tragbares pH-Meter mit IrDa-Schnittstelle. Mit Tragkoffer, reichhaltigem Zubehör für die Kalibration, inkl. Primatrode 6.0228.020.

Lieferumfang 2.826.0110

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	1.826.0010	826 pH mobile

Tragbares pH-Meter mit IrDa-Schnittstelle, inkl. Tragegurt und Batterien.



1 STK 6.2050.000 Tragriemen für pH-Meter
Trageriemen zu 704, 826 pH meter.



1 STK 6.2716.040 Koffer zu 826 pH-Meter
Koffer zum 826 pH Meter und Zubehör



1 STK 6.1236.050 Schliffhülse mit Normschliff NS 14/12 mm
Schliffhülse mit Normschliff NS 14/12 mm aus Polyethylen.



1 STK 6.1446.000 Schliffstopfen / B-14/(15)



1 STK

6.1613.020

Flasche / 25 mL / Label pH 7 (leer)



1 STK

6.1613.030

Flasche / 25 mL / Label pH 4 (leer)



1 STK

6.1614.000

Spritzflasche / 250 mL



3 STK

6.1614.030

Plastikflasche / 50 mL

Plastikflasche 50 mL



1 STK

6.2133.000

Batterien LR6, 1.5V, 4 Stück

1,5 V Typ LR6. Satz à 4 Stück. Für 704 pH Meter, 773 pH/mV Simulator



1 STK

6.2307.230

pH-Pufferlösungen pH 4 / 7 / 9

Pufferset bestehend aus jeweils 10 Sachets (30 mL) pH-Pufferlösungen pH 4/7/9



1 STK

6.2308.050

Elektrolyt 3 mol/L KCl (50 mL)

Elektrolytlösung $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ (für Ag/AgCl-Bezugssysteme)



1 STK

6.2621.140

Inbusschlüssel 2.5 mm



1 STK

6.2717.000

PP-Becher, 100 mL

Becher aus PP, 100 mL.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.2325.000	pHit kit

Pflegekit für pH Elektroden

Der Kit enthält:

- 50 mL Reinigungslösung
- 50 mL 3M KCl Lösung
- 50 mL Aufbewahrungslösung
- 2 Aufbewahrungsgefäße
- Betriebsanleitung

