

pH Lab Irda 230V EU

2.827.0014

Lieferumfang 2.827.0014

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.2013.010	Stelling Für Stativstangen mit Durchmesser 10 mm.
		
1 STK	6.2016.050	Stativstange / 300 mm
		
1 STK	6.2021.020	Elektrodenhalter Elektrodenhalter für 4 Elektroden und 2 Bürettenspitzen
		

1 STK

6.2161.010

Steckernetzgerät EU 230V/6V DC

Steckernetzgerät für 827 pH lab



1 STK

6.2621.070

Inbusschlüssel 5 mm für IC Sample Processors

