

pH Lab Irda 240V AUS

2.827.0017

Lieferumfang 2.827.0017

Qt.	Order no.	Beschreibung	
1 STK	6.2161.040	Steckernetzgerät AUS 240V/6V DC Steckernetzgerät für 827 pH lab	
1 STK	6.2013.010	Stelling Für Stativstangen mit Durchmesser 10 mm.	
1 STK	6.2016.050	Stativstange / 300 mm	

1 STK

6.2021.020

Elektrodenhalter

Elektrodenhalter für 4 Elektroden und 2 Bürettenspitzen



1 STK

6.2621.070

Inbusschlüssel 5 mm für IC Sample Processors

