



827 pH lab; 240 V, AUS mit Primatrode

2.827.0117

Labor-pH-Meter mit IrDa-Schnittstelle und Primatrode 6.0228.010

Lieferumfang 2.827.0117

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.2161.040	Steckernetzgerät AUS 240V/6V DC
		Steckernetzgerät für 827 pH lab



1 STK

6.2013.010

Stelling

Für Stativstangen mit Durchmesser 10 mm.



1 STK

6.2016.050

Stativstange / 300 mm



1 STK

6.2021.020

Elektrodenhalter

Elektrodenhalter für 4 Elektroden und 2 Bürettenspitzen



1 STK

6.2621.070

Inbusschlüssel 5 mm für IC Sample Processors



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.2307.230	pH-Pufferlösungen pH 4 / 7 / 9 Pufferset bestehend aus jeweils 10 Sachets (30 mL) pH-Pufferlösungen pH 4/7/9	
6.2325.000	pHit kit Pflegekit für pH Elektroden Der Kit enthält: • 50 mL Reinigungslösung • 50 mL 3M KCl Lösung • 50 mL Aufbewahrungslösung • 2 Aufbewahrungsgefäße • Betriebsanleitung	