




833 Advanced IC Liquid Handling Suppressor Unit

2.833.0020

Chemischer «packed bed Anionensuppressor. Das patentierte Metrohm-Suppressor-Modul «MSM als Einzelgerät oder zum Nachrüsten von HPLC- oder IC-Systemen. Lösungsmittelbeständig und druckstabil. Inkl. 2-Kanal Pumpe für Regenerations- und Spüllösung.

Lieferumfang 2.833.0020

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	1.753.0100	Suppressorblock kpl. **



1 STK

6.1803.020

PTFE-Kapillare 0.97 mm i.D. / 5 m

Für alle IC-Geräte.



2 STK

6.2128.180

Verbindungskabel 762/830 - 752/753/754/833

Für die Verbindung IC Interface - IC Pump Unit, IC Suppressor Modul, IC Dialysis Unit oder IC Liquid Handling Unit



2 STK

6.2744.010

Druckschraube 5x

Mit UNF 10/32 Anschluss. Für den Anschluss von PEEK-Kapillaren.



1 STK

6.2744.034

Kupplung Olive/UNF 10/32, 2x

Verbindung Druckschraube und Pumpschlauch. 2 Stück. Für IC-Geräte mit Peristaltikpumpe.




2 STK

6.2744.160

Pumpschlauch-Verbindung mit Sicherung

Sicherung zum Anschluss eines Pumpschlauches auf der Olive.



2 STK



6.2821.120

Inline-Filter 2 µm

Inline-Filter 2 µm.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.1803.030	PTFE-Kapillare 0.5 mm i.D. / 3 m Kapillare zur Inline-Dialyse, für Dialysis Unit, IC Dialysis Sample Processor, IC Liquid Handling Unit Dialysis.	
6.1826.060	Pumpschlauch (orange/gelb) Für Compact IC , Personal IC , Basic IC	
6.2755.000	Schlauchkassette Für die Schlauchquetschpumpe von IC-Geräten. Anpressdruck einstellbar	
6.2821.130	Ersatzfilter zu Inline-Filter Ersatzfilter für Inline-Filter.	

6.2832.000

MSM Rotor A

Suppressor-Rotor für alle IC-Geräte mit MSM (Metrohm Suppressor Modul)



6.2832.010

Anschlussstück zu MSM und MSM-LC

Mit Zu- und Ableitungen. Für alle IC-Geräte mit MSM (Metrohm Suppressor Modul).

Für Ersatz in Professional IC Geräte der Generation 850, 881, 882 und 883 (produziert vor 2017).

