



833 Advanced IC Liquid Handling Dialysis Unit

2.833.0040

Dialyse-Probenvorbereitungsmodul für die Bestimmung von Anionen und Kationen in schwierigen Matrices wie z.B. Milch, Fruchtsäften, Emulsionen, Aufschlämmungen, etc. Inkl. 2-Kanal Peristaltikpumpe. Celluloseacetatmembran 0.25 µm.

Lieferumfang 2.833.0040

Qt.	Order no.	Beschreibung
7 STK	6.1803.040	PTFE-Kapillare 0.5 mm i.D. / 1 m
		Kapillare für das Probenhandling in der IC.



1 STK

6.1831.050

PEEK-Kapillare 0.5 mm i.D. / 40 cm

Zur Inline-Dialyse und für Probenwechsler. Für IC Dialysis Unit, IC Sample Processor, Compact IC Autosampler, IC Dialysis Sample Processor, IC Liquid Handling Dialysis Unit, Compact VA Autosampler.



1 STK

6.1831.060

PEEK-Kapillare 0.5 mm i.D. / 1 m

Zur Inline-Dialyse und für Probenwechsler. Für IC Dialysis Unit, IC Sample Processor, Compact IC Autosampler, IC Filtration Sample Processor, IC Dialysis Sample Processor, IC Liquid Handling Dialysis Unit.



1 STK

6.2057.010

Halter für Dialysezelle

Für die Dialysezelle im IC-Säulenraum



1 STK

6.2128.180

Verbindungskabel 762/830 - 752/753/754/833

Für die Verbindung IC Interface - IC Pump Unit, IC Suppressor Modul, IC Dialysis Unit oder IC Liquid Handling Unit



1 STK

6.2621.070

Inbusschlüssel 5 mm für IC Sample Processors



1 STK

6.2714.010

Dialysemembran (Zelluloseacetat)

Nominelle Porengrösse: 0.2 µm. Set à 50 Stück. Für Inline-Dialyse.



1 STK

6.2729.100

Dialysezelle

Inkl. 4 Blindstopfen 6.2744.060. Zur Inline-Dialyse



1 STK

6.2744.000

Druckschraube PVDF

Mit UNF 10/32 Anschluss. Für IC-Geräte, Inline-Dialysis (Anschluss von PTFE-Kapillaren)



2 STK

6.2744.010

Druckschraube 5x

Mit UNF 10/32 Anschluss. Für den Anschluss von PEEK-Kapillaren.



2 STK

6.2744.034

Kupplung Olive/UNF 10/32, 2x

Verbindung Druckschraube und Pumpschlauch. 2 Stück. Für IC-Geräte mit Peristaltikpumpe.




4 STK

6.2744.160

Pumpschlauch-Verbindung mit Sicherung

Sicherung zum Anschluss eines Pumpschlauches auf der Olive.



1 STK


6.2831.010

Kunststoffpinzette

Für die Dialyse und Filtrationsmembranen



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.1826.060	Pumpschlauch (orange/gelb) Für Compact IC , Personal IC , Basic IC	
6.2714.030	Dialysemembran (Polyamid) Zur Inline Dialyse und Filtration.	
6.2755.000	Schlauchkassette Für die Schlauchquetschpumpe von IC-Geräten. Anpressdruck einstellbar	