



833 IC Liquid Handling Ultra Filtration Unit

2.833.0050

Zur Inline-Ultrafiltration. Garantiert das Entfernen von Partikeln aus der Probe. 2-Kanal-Peristaltikpumpe mit separater Ultrafiltrationszelle, z.B. zur Installierung im 820 IC Separation Center.

Lieferumfang 2.833.0050

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.1803.040	PTFE-Kapillare 0.5 mm i.D. / 1 m Kapillare für das Probenhandling in der IC.



1 STK

6.1803.050

PTFE-Kapillare 0.5 mm i.D. / 20 cm

Kapillare zur Inline-Dialyse und Filtration, für Dialysis Unit, IC Filtration Sample Processor



2 STK

6.1803.070

PTFE-Kapillare 0.97 mm i.D. / 40 cm

Kapillare zur Filtration, für IC Filtration Sample Processor, IC Liquid Handling Filtration Unit



2 STK

6.1803.080

PTFE-Kapillare 0.97 mm i.D. / 1 m

Kapillare zur Filtration, für IC Filtration Sample Processor, IC Liquid Handling Filtration Unit



1 STK

6.1803.100

PTFE-Kapillare 0.5 mm i.D. / 40 cm

Capillary for filtration and dialysis



1 STK

6.2128.180

Verbindungskabel 762/830 - 752/753/754/833

Für die Verbindung IC Interface - IC Pump Unit, IC Suppressor Modul, IC Dialysis Unit oder IC Liquid Handling Unit



1 STK

6.2621.070

Inbusschlüssel 5 mm für IC Sample Processors



1 STK

6.2714.020

Filtrationsmembran reg. Zellulose, 0.2 µm, 50 Stk

Nominelle Porengrösse: 0.2 µm. Set à 50 Stück. Für Inline-Filtration.



1 STK

6.2744.000

Druckschraube PVDF

Mit UNF 10/32 Anschluss. Für IC-Geräte, Inline-Dialysis (Anschluss von PTFE-Kapillaren)



1 STK

6.2744.010

Druckschraube 5x

Mit UNF 10/32 Anschluss. Für den Anschluss von PEEK-Kapillaren.



1 STK

6.2744.030

Kupplung Olive/UNF 10/32, 4 x

Verbindung Druckschraube und Pumpschlauch. 4 Stück. Für IC-Geräte mit Peristaltikpumpe



1 STK


6.2831.010

Kunststoffpinzette

Für die Dialyse und Filtrationsmembranen



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.1803.030	PTFE-Kapillare 0.5 mm i.D. / 3 m Kapillare zur Inline-Dialyse, für Dialysis Unit, IC Dialysis Sample Processor, IC Liquid Handling Unit Dialysis.	
6.1826.060	Pumpschlauch (orange/gelb) Für Compact IC , Personal IC , Basic IC	
6.2755.000	Schlauchkassette Für die Schlauchquetschpumpe von IC-Geräten. Anpressdruck einstellbar	