



843 Pump Station (membrane)

2.843.0020

Die 843 Pump Station (Membran) hat zwei eingebaute Membranpumpen. Diese können wahlweise über die Schnittstelle direkt mittels Remotesignalen oder manuell mit Tastendruck angesteuert werden.

Lieferumfang 2.843.0020

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	1.843.0020	843 Pump Station (membrane)
		Die 843 Pump Station (Membran) hat zwei eingebaute Membranpumpen. Diese können wahlweise über die Schnittstelle direkt mittels Remotesignalen oder manuell mit Tastendruck angesteuert werden.



4 STK

6.1801.120

PVC-Schlauch / 4 mm / 6 mm / 2 m



2 STK

6.1812.000

PTFE-Schlauch 4 mm / 6 mm / 4 m



2 STK

6.1828.000

PVDF-Anschlussnippel

Für Kanister 6.1621.000.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.2141.260	Remote-Kabel Compact Sample Changer - Dosimat plus und Titrino plus Verteilerkabel zur Remote-Verbindung vom Compact Sample Changer zum Dosimat plus und weiteren Geräten (z.B. Titrino plus oder Pump Station).	
6.2141.300	Remote-Kabel 843-Sample Processor Remote-Kabel für den direkten Anschluss einer 843 Pump Station an die Pumpen-Anschlüsse der Sample Processors	