



843 Pump Station (peristaltic)

2.843.0120

Die 843 Pump Station (Peristaltik) hat zwei eingebaute Schlauchquetschpumpen. Diese können wahlweise über die Schnittstelle direkt mittels Remotesignalen oder manuell mit Tastendruck angesteuert werden.

Lieferumfang 2.843.0120

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	1.843.0120	843 Pump Station (peristaltic)
		Die 843 Pump Station (Peristaltik) hat zwei eingebaute Schlauchquetschpumpen. Diese können wahlweise über die Schnittstelle direkt mittels Remotesignalen oder manuell mit Tastendruck angesteuert werden.



4 STK

6.1801.120

PVC-Schlauch / 4 mm / 6 mm / 2 m



2 STK

6.1812.000

PTFE-Schlauch 4 mm / 6 mm / 4 m



4 STK

6.1820.050

Adapter, M6 / Olive

Für Pumpschlauch 6.1826.100, zu Peristaltikpumpen.



1 STK

6.1826.100

Pumpschlauch 6.4 mm / 1 m

Als Ersatz des in der 772 Pump Unit und 843 Pump Station (peristaltic) verwendeten Pumpschlauches.



2 STK

6.1828.000

PVDF-Anschlussnippel

Für Kanister 6.1621.000.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.2141.260	Remote-Kabel Compact Sample Changer - Dosimat plus und Titrino plus Verteilerkabel zur Remote-Verbindung vom Compact Sample Changer zum Dosimat plus und weiteren Geräten (z.B. Titrino plus oder Pump Station).	
6.2141.300	Remote-Kabel 843-Sample Processor Remote-Kabel für den direkten Anschluss einer 843 Pump Station an die Pumpen-Anschlüsse der Sample Processors	
6.2761.000	Spritzschutz zu 843 Pump Station (Peristaltik) Die Peristaltikpumpe kann nur mit aufgesetztem Spritzschutz betrieben werden.	