



843 Peristaltic Pump Station für Professional-VA /CVS-Systeme

2.843.0230

Die 843 Peristaltic Pump Station ermöglicht das automatische Spülen und Entleeren des Messgefäßes in teilautomatisierten und vollautomatischen Professional-VA/CVS-Systemen. Sie besitzt zwei eingebaute Peristaltikpumpen, die über das Remotesignal angesteuert werden können.

Die Variante für VA und CVS verfügt über das komplette Zubehör für das automatische Spülen und Entleeren des Messgefäßes. Das Anschlusskabel muss separat bestellt werden.

Lieferumfang 2.843.0230

Qt.	Order no.	Beschreibung
-----	-----------	--------------

1 STK

1.843.0120

843 Pump Station (peristaltic)

Die 843 Pump Station (Peristaltik) hat zwei eingebaute Schlauchquetschpumpen. Diese können wahlweise über die Schnittstelle direkt mittels Remotesignalen oder manuell mit Tastendruck angesteuert werden.



1 STK

6.1446.000

Schliffstopfen / B-14/(15)



4 STK

6.1446.040

Gewindestopfen / M6



1 STK

6.1602.115

Flaschenaufsatz / S 40 / grün

Für direktes Dosieren aus Reagenzflaschen mit Gewinde S 40 (Merck...).



2 STK

6.1621.000

Kanister / 10 L

Als Spül- oder Abfallkanister in automatisierten Systemen.



2 STK

6.1621.100

Verschlussdeckel zu 10 L Kanister

Verschlussdeckel zu 10 L Kanister. Für den einfachen und sicheren Transport von befüllten Kanistern.



4 STK

6.1805.530

FEP-Schlauch / M6 / 2 m

Mit Licht- und Knickschutz.



1 STK

6.1819.110

FEP-Ansaugschlauch zu Kanister

Ansaugschlauch zu Kanisteraufsatz mit M6-Anschluss. Zur Eluentenherstellung.



4 STK

6.1820.020

Adapter M10/M6

Verbindungsstück mit Gewinde M10 für Schläuche 6.1812.XXX und Gewinde M6 für Schläuche 6.1805.XXX.



4 STK

6.1820.050

Adapter, M6 / Olive

Für Pumpschlauch 6.1826.100, zu Peristaltikpumpen.



1 STK

6.1826.100

Pumpschlauch 6.4 mm / 1 m

Als Ersatz des in der 772 Pump Unit und 843 Pump Station (peristaltic) verwendeten Pumpschlauches.



1 STK

6.1828.020

Fünffach-Schlauchanschluss M6 für Kanister

Zum Anschluss von bis zu 5 Schläuchen



1 STK

6.1829.070

Schlauchset für Professional-VA/CVS-Geräte

Schlauchset für den Messkopf von Professional-VA/CVS-Geräten.
Bestehend aus 4 FEP-Schläuchen mit M6-Anschluss, ausgedünnter Spitze
und Knickschutz (2 x 82 mm lang und 2 x 110 mm lang).



1 STK


6.2053.000

Kabelklammer

Klammer zur Befestigung von Kabeln



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.2148.010	Remote Box MSB Zusätzliche Remote-Schnittstelle für den Anschluss von Geräten, die via Remote-Leitungen gesteuert werden können. Mit Fixkabel.	 A small, light grey rectangular box with a white cable attached. The front panel features a 'Remote' label above a multi-pin connector, a 'MSB' label above a circular port, and the 'Metrohm' logo at the bottom right.
6.2141.280	Verbindungskabel 843 Pump Station - 797 VA Computrace Kabel für die Remoteverbindung zwischen 797 VA Computrace und 843 Pump Station.	 A blue cable with a multi-pin connector on one end and a different multi-pin connector on the other.
6.2141.300	Remote-Kabel 843-Sample Processor Remote-Kabel für den direkten Anschluss einer 843 Pump Station an die Pumpen-Anschlüsse der Sample Processors	 A blue cable with a multi-pin connector on one end and two small circular connectors on the other.