



843 Membrane Pump Station für Professional-VA/CVS-Systeme

2.843.0240

Die 843 Membrane Pump Station ermöglicht das automatische Spülen und Entleeren des Messgefäßes in teilautomatisierten und vollautomatischen Professional VA/CVS-Systemen. Sie besitzt zwei eingebaute Membranpumpen, die über das Remotesignal angesteuert werden können.

Die Variante für VA und CVS verfügt über das komplette Zubehör für das automatische Spülen und Entleeren des Messgefäßes.

Lieferumfang 2.843.0240

Qt.	Order no.	Beschreibung
-----	-----------	--------------

1 STK

1.843.0020

843 Pump Station (membrane)

Die 843 Pump Station (Membran) hat zwei eingebaute Membranpumpen. Diese können wahlweise über die Schnittstelle direkt mittels Remotesignalen oder manuell mit Tastendruck angesteuert werden.



4 STK

6.1446.040

Gewindestopfen / M6



1 STK

6.1602.115

Flaschenaufsatz / S 40 / grün

Für direktes Dosieren aus Reagenzflaschen mit Gewinde S 40 (Merck...).



2 STK

6.1621.000

Kanister / 10 L

Als Spül- oder Abfallkanister in automatisierten Systemen.



4 STK

6.1805.530

FEP-Schlauch / M6 / 2 m

Mit Licht- und Knickschutz.



2 STK

6.1819.010

PTFE-Kanüle

Im Messgefäß-Oberteil der VA-Stände



1 STK

6.1819.110

FEP-Ansaugschlauch zu Kanister

Ansaugschlauch zu Kanisteraufsatz mit M6-Anschluss. Zur Eluentenherstellung.



4 STK

6.1820.010

Adapter 1/8" Gasleitung/M6 Gewinde

Zum Anschliessen einer Gasleitung 1/8" an ein Gewinde Typ M6.



1 STK

6.1828.020

Fünffach-Schlauchanschluss M6 für Kanister

Zum Anschluss von bis zu 5 Schläuchen



1 STK

6.1829.070

Schlauchset für Professional-VA/CVS-Geräte

Schlauchset für den Messkopf von Professional-VA/CVS-Geräten. Bestehend aus 4 FEP-Schläuchen mit M6-Anschluss, ausgedünnter Spitze und Knickschutz (2 x 82 mm lang und 2 x 110 mm lang).



1 STK

6.2621.000

Rollgabelschlüssel

Maximale Öffnung: 20 mm. Für IC-Geräte



1 STK

6.2053.000

Kabelklammer

Klammer zur Befestigung von Kabeln



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.2141.300	Remote-Kabel 843-Sample Processor Remote-Kabel für den direkten Anschluss einer 843 Pump Station an die Pumpen-Anschlüsse der Sample Processors	
6.2141.200	Kabel 732/819(remote)-733/820(fill/inject) Verbindungskabel IC Detector (remote) zu Advanced Separation Center (fill/inject)	
6.2148.010	Remote Box MSB Zusätzliche Remote-Schnittstelle für den Anschluss von Geräten, die via Remote-Leitungen gesteuert werden können. Mit Fixkabel.	