



889 IC Sample Center

2.889.0010

Das 889 IC Sample Center ist ein robuster Autosampler für hohen Probendurchsatz, optimiert für die Herausforderungen des modernen Analytiklabors. Es arbeitet nach dem x-y-z-Prinzip und einer Spritzensteuerung mit hoher Auflösung für die präzise Probenaufgabe. Ein Doppelnadelsystem ermöglicht das Durchstechen von Gefässkappen und Septen. Ein PEEK-Injektionsventil komplettiert das Automationssystem des 889 IC Sample Center. Es ist die geeignete Automationslösung, wenn Sie nur über sehr wenig Probe verfügen.

Lieferumfang 2.889.0010

Qt.	Order no.	Beschreibung
-----	-----------	--------------

1 STK

1.889.0010

889 IC Sample Center

Das 889 IC Sample Center ist ein robuster Autosampler für hohen Probendurchsatz, optimiert für die Herausforderungen des modernen Analytiklabors. Es arbeitet nach dem x-y-z-Prinzip und einer Spritzensteuerung mit hoher Auflösung für die präzise Probenaufgabe. Ein Doppelnadelsystem ermöglicht das Durchstechen von Gefäßskappen und Septen. Ein PEEK-Injektionsventil komplettiert das Automationssystem des 889 IC Sample Center. Es ist die geeignete Automationslösung, wenn Sie nur über sehr wenig Probe verfügen.



1 STK

6.1608.110

Waschflasche 250 mL zu IC Sample Center

Waschflasche für Spüllösung im IC Sample Center.



2 STK

6.1807.010

Y-Verbinder für Schlauch ID 6-9 mm

Verbindungsstück für Abfallschläuche



2 STK

6.1816.070

Silikonschlauch 8/12 mm, 1m

Für das IC Sample Center



1 STK

6.1831.010

PEEK-Kapillare 0.25 mm i.D. / 3 m

Für alle IC-Komponenten.



2 STK

6.2041.200

Probenrack, 48 x 11 mm, (Al)

Probenrack zu 889 IC Sample Center passend für 48 Probengefäße. Die folgenden Probengefäße können verwendet werden: 6.2743.100, 6.2743.110, 6.7303.100.

Material: Aluminium (Al)



1 STK

6.2151.020

Kabel USB A - USB B / 1.8 m

USB-Verbindungskabel



1 STK

6.2743.107

PP-Vials 0.7 mL zu IC Sample Center, 100 Stück

100 Probengefäße



1 STK

6.2743.127

Septum zu 6.2743.1XX Si/PTFE

100 Stück



1 STK

6.2744.010

Druckschraube 5x

Mit UNF 10/32 Anschluss. Für den Anschluss von PEEK-Kapillaren.



1 STK



6.2816.200

Luftnadel 80 mm, schwarz

Zum IC Sample Center




Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.1562.170	Tefzel-Transferschlauch 1000 µL Zum IC Sample Center.	
6.1829.060	Kapillarsatz zur Spritzeneinheit Zum IC Sample Center	
6.2743.100	PP-Vials 0.7 mL zu IC Sample Center, 1000 Stück 1000 Probengefäße	
6.2743.110	PP-Vials 0.3 mL zu IC Sample Center, 1000 Stück 1000 Probengefäße	

6.2743.117 PP-Vials 0.3 mL zu IC Sample Center, 100 Stück
100 Probengefäße.



6.2743.120 Septum zu 6.2743.1XX Si/PTFE
1000 Stück



6.2816.210 Nadel mit Kapillare, 15 µL
Zum IC Sample Center



6.5333.000 IQ/OQ-Kit für IC
Das IQ/OQ-Kit für IC beinhaltet sämtliche Teile und Standardlösungen,
die zur IQ/OQ in der Ionenchromatographie benötigt werden.




6.7303.100 Glass vial, 1.5 mL, 100 Stück

Zur Verwendung mit den folgenden Probenwechslern: Liquid Autosampler CIC (TEI), MMS 5000 Autosampler (AJ) und 889 Sample Center.



6.7303.110 Septum zu 67303100, 100 Stück

Zur Verwendung mit der 67303100 Glass Vial auf den folgenden Probenwechslern: Liquid Autosampler CIC (TEI), MMS 5000 Autosampler (AJ) und 889 Sample Center.



6.2041.210 Probenrack, 12 x 22 mm, (Al)


Probenrack zu 889 IC Sample Center passend für 12 Probengefäße. Die folgenden Probengefäße können verwendet werden: 6.2419.000, 6.2420.007, 6.1448.067.

Material: Aluminium (Al)



6.1448.050 Aluminium-Septumverschluss / 1000 Stück

inkl. Al-Verschluss.



6.2419.000 Probenglas 6 mL, 1000 Stück

Probenglas für bis zu 6 mL Probe, passend zu Septum 61448050, 1000 Stück



6.2621.110 Septumverschlusszange

Septumverschlusszange zum Verschliessen von 6 mL Probengefässen (6.2419.000, 6.2419.007).



6.2420.007 Probenglas mit Gewinde 8 mL, 100 Stück

Probenglas mit Gewinde 8 mL, passend zu Drehverschluss 6.1448.067, 100 Stück



6.1448.067 Drehverschluss mit Septum, 100 Stk.

Drehverschluss mit Septum, passend zu Probenglas 8 mL 6.2420.007, 100 Stück

