



889 IC Sample Center – cool

2.889.0020

Das 889 IC Sample Center – cool ist die geeignete Automationslösung, wenn Sie nur über sehr wenig Probe verfügen. Er verfügt gegenüber dem 889 IC Sample Center zusätzlich über eine Kühlfunktion und ist damit der ideale Probenwechsler für biochemisch relevante oder thermisch instabile Proben.

Lieferumfang 2.889.0020

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	1.889.0020	889 IC Sample Center – cool

Das 889 IC Sample Center – cool ist die geeignete Automationslösung, wenn Sie nur über sehr wenig Probe verfügen. Er verfügt gegenüber dem 889 IC Sample Center zusätzlich über eine Kühlfunktion und ist damit der ideale Probenwechsler für biochemisch relevante oder thermisch instabile Proben.



1 STK

6.1608.110

Waschflasche 250 mL zu IC Sample Center

Waschflasche für Spüllösung im IC Sample Center.



2 STK

6.1807.010

Y-Verbinder für Schlauch ID 6-9 mm

Verbindungsstück für Abfallschläuche



2 STK

6.1816.070

Silikonschlauch 8/12 mm, 1m

Für das IC Sample Center



1 STK

6.1831.010

PEEK-Kapillare 0.25 mm i.D. / 3 m

Für alle IC-Komponenten.



2 STK

6.2041.200

Probenrack, 48 x 11 mm, (Al)

Probenrack zu 889 IC Sample Center passend für 48 Probengefäße. Die folgenden Probengefäße können verwendet werden: 6.2743.100, 6.2743.110, 6.7303.100.

Material: Aluminium (Al)



1 STK

6.2151.020

Kabel USB A - USB B / 1.8 m

USB-Verbindungskabel



1 STK

6.2743.107

PP-Vials 0.7 mL zu IC Sample Center, 100 Stück

100 Probengefäße



1 STK

6.2743.127

Septum zu 6.2743.1XX Si/PTFE

100 Stück



1 STK

6.2744.010

Druckschraube 5x

Mit UNF 10/32 Anschluss. Für den Anschluss von PEEK-Kapillaren.



1 STK



6.2816.200

Luftnadel 80 mm, schwarz

Zum IC Sample Center




Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.1562.170	Tefzel-Transferschlauch 1000 µL Zum IC Sample Center.	
6.1829.060	Kapillarsatz zur Spritzeneinheit Zum IC Sample Center	
6.2743.100	PP-Vials 0.7 mL zu IC Sample Center, 1000 Stück 1000 Probengefäße	
6.2743.110	PP-Vials 0.3 mL zu IC Sample Center, 1000 Stück 1000 Probengefäße	

6.2743.117 PP-Vials 0.3 mL zu IC Sample Center, 100 Stück
100 Probengefäße.



6.2743.120 Septum zu 6.2743.1XX Si/PTFE
1000 Stück



6.2816.210 Nadel mit Kapillare, 15 µL
Zum IC Sample Center



6.5333.000 IQ/OQ-Kit für IC
Das IQ/OQ-Kit für IC beinhaltet sämtliche Teile und Standardlösungen,
die zur IQ/OQ in der Ionenchromatographie benötigt werden.




6.7303.100 Glass vial, 1.5 mL, 100 Stück

Zur Verwendung mit den folgenden Probenwechslern: Liquid Autosampler CIC (TEI), MMS 5000 Autosampler (AJ) und 889 Sample Center.



6.7303.110 Septum zu 67303100, 100 Stück

Zur Verwendung mit der 67303100 Glass Vial auf den folgenden Probenwechslern: Liquid Autosampler CIC (TEI), MMS 5000 Autosampler (AJ) und 889 Sample Center.



6.2041.210 Probenrack, 12 x 22 mm, (Al)


Probenrack zu 889 IC Sample Center passend für 12 Probengefäße. Die folgenden Probengefäße können verwendet werden: 6.2419.000, 6.2420.007, 6.1448.067.

Material: Aluminium (Al)



6.1448.050 Aluminium-Septumverschluss / 1000 Stück

inkl. Al-Verschluss.



6.2419.000 Probenglas 6 mL, 1000 Stück

Probenglas für bis zu 6 mL Probe, passend zu Septum 61448050, 1000 Stück



6.2621.110 Septumverschlusszange

Septumverschlusszange zum Verschliessen von 6 mL Probengefässen (6.2419.000, 6.2419.007).



6.2420.007 Probenglas mit Gewinde 8 mL, 100 Stück

Probenglas mit Gewinde 8 mL, passend zu Drehverschluss 6.1448.067, 100 Stück



6.1448.067 Drehverschluss mit Septum, 100 Stk.

Drehverschluss mit Septum, passend zu Probenglas 8 mL 6.2420.007, 100 Stück

