



889 IC Sample Center Basic - cool

2.889.0040

Das 889 IC Sample Center Basic – cool ist die geeignete Automationslösung, wenn Sie nur über sehr wenig Probe verfügen. Er verfügt gegenüber dem 889 IC Sample Center Basic zusätzlich über eine Kühlfunktion und ist damit der ideale Probenwechsler für biochemisch relevante oder thermisch instabile Proben.

Der Probentransfer geschieht entweder mit einer Peristaltikpumpe im IC-System oder mit einem 800 Dosino, z. B. unter Anwendung der intelligenten Partial-Loop-Injektionstechnik.

Unterstützt mit MagIC Net 4.1 und höher.

Lieferumfang 2.889.0040

Qt.	Order no.	Beschreibung
-----	-----------	--------------

2 STK

6.1807.010

Y-Verbinder für Schlauch ID 6-9 mm

Verbindungsstück für Abfallschläuche



2 STK

6.1816.070

Silikonschlauch 8/12 mm, 1m

Für das IC Sample Center



2 STK

6.2041.200

Probenrack, 48 x 11 mm, (Al)

Probenrack zu 889 IC Sample Center passend für 48 Probengefäße. Die folgenden Probengefäße können verwendet werden: 6.2743.100, 6.2743.110, 6.7303.100.

Material: Aluminium (Al)



1 STK

6.2151.020

Kabel USB A - USB B / 1.8 m

USB-Verbindungskabel



1 STK

6.2743.107

PP-Vials 0.7 mL zu IC Sample Center, 100 Stück

100 Probengefäße



1 STK

6.2743.127

Septum zu 6.2743.1XX Si/PTFE

100 Stück



1 STK

6.2744.010

Druckschraube 5x

Mit UNF 10/32 Anschluss. Für den Anschluss von PEEK-Kapillaren.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.1448.057	Aluminium-Septumverschluss / 100 Stück inkl. Al-Verschluss.	
6.1448.067	Drehverschluss mit Septum, 100 Stk. Drehverschluss mit Septum, passend zu Probenglas 8 mL 6.2420.007, 100 Stück	
6.2041.210	Probenrack, 12 x 22 mm, (Al) Probenrack zu 889 IC Sample Center passend für 12 Probengefäße. Die folgenden Probengefäße können verwendet werden: 6.2419.000, 6.2420.007, 6.1448.067. Material: Aluminium (Al)	
6.2419.007	Probenglas 6 mL, 100 Stück Probenglas für bis zu 6 mL Probe, passend zu Septum 6.1448.057, 100 Stück	

6.2420.007 Probenglas mit Gewinde 8 mL, 100 Stück

Probenglas mit Gewinde 8 mL, passend zu Drehverschluss 6.1448.067,
100 Stück



6.2621.110 Septumverschlusszange

Septumverschlusszange zum Verschliessen von 6 mL Probengefässen
(6.2419.000, 6.2419.007).



6.2743.100 PP-Vials 0.7 mL zu IC Sample Center, 1000 Stück

1000 Probengefässe



6.2743.107 PP-Vials 0.7 mL zu IC Sample Center, 100 Stück

100 Probengefässe




6.2743.110 PP-Vials 0.3 mL zu IC Sample Center, 1000 Stück
1000 Probengefäße



6.2743.117 PP-Vials 0.3 mL zu IC Sample Center, 100 Stück
100 Probengefäße.



6.2743.120 Septum zu 6.2743.1XX Si/PTFE
1000 Stück



6.7303.100 Glass vial, 1.5 mL, 100 Stück


Zur Verwendung mit den folgenden Probenwechslern: Liquid Autosampler CIC (TEI), MMS 5000 Autosampler (AJ) und 889 Sample Center.



6.7303.110

Septum zu 67303100, 100 Stück

Zur Verwendung mit der 67303100 Glass Vial auf den folgenden Probenwechslern: Liquid Autosampler CIC (TEI), MMS 5000 Autosampler (AJ) und 889 Sample Center.



6.05330.220

IC-Ausrüstung: Full-Loop, PP, 889 Basic

Die IC-Ausrüstung enthält alle Zubehörteile, die benötigt werden, um Proben vom 889 IC Sample Center Basic mit der Peristaltikpumpe zum Ionenchromatographen zu transferieren.



6.2816.220

Nadel mit Kapillare, 79 µL

Zum 889 IC Sample Center Basic



6.05330.230

IC-Ausrüstung: MiPT, 889 Basic

Zubehörset zur Montage eines Dosino für Partial-Loop-Injektion in Kombination mit dem 889 Basic (28890030 & 28890040)

