



891 Professional Analog Out

2.891.0010

Der 891 Professional Analog Out ist ein Zusatzmodul zu intelligenten IC Instrumenten, das es ermöglicht verschiedenste Chromatographie-Daten als Analogsignale in externe Datenerfassungssysteme zu übertragen.

Lieferumfang 2.891.0010

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	1.891.0010	891 Professional Analog Out

Der 891 Professional Analog Out ist ein Zusatzmodul zu intelligenten IC Instrumenten, das es ermöglicht verschiedenste Chromatographie-Daten als Analogsignale in externe Datenerfassungssysteme zu übertragen.



1 STK

6.2128.200

Kabel 891-Analog

Analogkabel zum Anschluss an externe AD-Konverter.



1 STK

6.2156.070

Kabel Extension Module - Professional IC, 1 m

Kabel zur Verbindung von einem Extension Module an ein IC-Gerät.

