




898 XYZ Sample Changer 48 x 250 mL

2.898.0210

Der 898 XYZ Sample Changer überzeugt durch Geschwindigkeit und Probenanzahl, die unbeaufsichtigt bearbeitet werden kann. Zwei Probenracks mit je 24 x 250 mL Bechern können auf dem Sample Changer platziert und kontinuierlich bearbeitet werden. Sobald das erste Probenrack fertig bearbeitet ist, kann es gegen ein Rack mit neuen Proben ausgetauscht werden. Dank der eingebauten Waschstation mit Membranpumpe sind die verwendeten Sensoren immer in bestem Zustand. Die Steuerung erfolgt über PC-Bedienung mittels Titrationssoftware tiamo™.

Lieferumfang 2.898.0210

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	1.898.0010	XYZ Sample Changer



2 STK

6.1621.010

PE-Kanister / 30 L

Eluenten-Kanister zu den Online-IC-Geräten.



5 STK

6.1236.020

Schliffhülse NS 14/12 mm

Schliffhülse mit Normschliff NS 14/12 mm und O-Ring.



50 STK

6.1432.320

Probenbecher aus Klarglas 250 mL, 1 Stück

Probenbecher aus Klarglas 250 mL, passend zu Probenracks 6.2041.310, 6.2041.400, 6.2041.430, 6.2041.510, 6.2041.820, 6.2068.020 und 6.2068.030, 1 Stück



5 STK

6.1446.000

Schliffstopfen / B-14/(15)



3 STK

6.1446.010

Stopfen

Zu Probenwechsler



1 STK

6.1458.010

Titrierkopf / 6 x NS 14 und 3 x NS 9 Öffnung

Mit 6 NS 14 und 3 NS 9 Öffnungen.



2 STK

6.1543.200

Titrierspitze / Gewinde M6

Titrierspitze mit Antidiffusionsventil.



2 STK

6.1621.110

Verschlussdeckel zu 30 L Kanister

Verschlussdeckel zu 30 L Kanister. Für den einfachen und sicheren Transport von befüllten Kanistern.



2 STK

6.1805.530

FEP-Schlauch / M6 / 2 m

Mit Licht- und Knickschutz.



3 STK

6.2709.070

Führungshülse

Für die Fixierung von Büretten- und Dosierspitzen in Titrierköpfen und Elektrodenhaltern



1 STK

6.6067.000

USB Stick zu 898 XYZ Sample Changer




1 STK


6.2071.040

Probenrack für 898 XYZ SC 24 x 250 mL Links


Probenrack für 24 x 250 mL Becher (6.1432.320) zu 898 XYZ Sample Changer. Das Probenrack hat eine Aussparung für die externe Spülstation und ist mit den Zahlen 1 - 24 nummeriert. Es wird auf der linken Hälfte des Probenwechslers platziert. Pro 898 XYZ SC können maximal zwei Probenracks platziert werden.



Probenrack für 24 x 250 mL Becher (6.1432.320) zu 898 XYZ Sample Changer. Das Probenrack hat eine Aussparung für die externe Spülstation und ist mit den Zahlen 25 - 48 nummeriert. Es wird auf der rechten Hälfte des Probenwechslers platziert. Pro 898 XYZ SC können maximal zwei Probenracks platziert werden



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.2071.020	Probenrack für 898 XYZ SC 41 x 120 mL Links	
6.2071.030	Probenrack für 898 XYZ SC 41 x 120 mL Rechts	
6.7600.010	Auffangwanne zu 898 XYZ Sample Changer	
6.7600.020	Halter Spülstation zu 898 XYZ Sample Changer	

6.7600.030 Spülstation zu 898 XYZ Sample Changer

Spülstation für 898 XYZ Sample Changer.



6.7600.040 Schlauchführung zu 898 XYZ Sample Changer

Schlauchführung zu 898 XYZ Sample Changer



6.7600.050 Titrierkopfhalter zu 898 XYZ Sample Changer

Titrierkopfhalter zu 898 XYZ Sample Changer



6.7600.060 Spritzschutz zu 898 XYZ Sample Changer

Spritzschutz zu 898 XYZ Sample Changer



6.7600.070

Spül- und Absaugkit zu 898 XYZ Sample Changer


Spül- und Absaugkit (FEP / TYGON) zu 898 XYZ Sample Changer.



6.7600.080

Spüldrosselungskit zu 898 XYZ Sample Changer

Spüldrosselungskit zu 898 XYZ Sample Changer.



6.7600.090

24-Volt Netzteil zu 898 XYZ Sample Changer

24-Volt Netzteil zu 898 XYZ Sample Changer.

