



909 UV Digester (230 V)

2.909.0014

Aufschlussgerät für die UV-Fotolyse von Wasserproben mit niedriger bis mittlerer organischer Belastung. Zur Probenvorbereitung in der Spurenelementbestimmung mittels Voltammetrie, Ionenchromatographie und Spektroskopie (AAS, ICP). Integriertes Gerät mit Bedienungseinheit und Nassteil. Mit Luftkühlung und automatischer Steuerung von Aufschlusstemperatur und -zeit. Für 12 Proben mit je maximal 12 mL Probevolumen. Gerät für 220 ... 240 V und 50 ... 60 Hz.

Lieferumfang 2.909.0014

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	1.909.0014	909 UV Digester (230 V)

Aufschlussgerät für die UV-Fotolyse von Wasserproben mit niedriger bis mittlerer organischer Belastung. Zur Probenvorbereitung in der Spurenelementbestimmung mittels Voltammetrie, Ionenchromatographie und Spektroskopie (AAS, ICP). Integriertes Gerät mit Bedienungseinheit und Nassteil. Mit Luftkühlung und automatischer Steuerung von Aufschlusstemperatur und -zeit. Für 12 Proben mit je maximal 12 mL Probevolumen. Gerät für 220 ... 240 V und 50 ... 60 Hz.




1 STK

6.1110.010

Pt1000-Temperaturfühler für 909 UV Digester

Pt1000-Temperaturfühler (Klasse B) aus Glas mit Fixkabel (0.5 m) für den Anschluss an den 909 UV Digester.



12 STK

6.1446.100

PTFE-Stopfen für UV-Quarzprobengefäß 12 mL

Für Quarzprobengefäß 6.2414.000



1 STK

6.1446.190

Thermometerstopfen für Pt1000-Temperaturfühler

Für Pt1000-Temperaturfühler 6.1110.010 und Quarzprobengefäß 12 mL 6.2414.000.



1 STK

6.2008.040

Aufbewahrungsgefäß

Ergibt zusammen mit Halter 6.2008.050 eine Halterung für die Elektrode an 807 Dosing Units.



1 STK

6.2041.240

Probenhalter für 12 Quarzprobengefäße 12 mL

Für 909 UV Digester.



1 STK

6.2225.000

UV-Warnschild

Für 909 UV Digester



12 STK

6.2414.000

Quarzprobengefäß 12 mL

für UV Digester



1 STK

6.2621.100

Inbusschlüssel 3 mm für IC Sample Processors



1 STK

6.2745.100

UV-Schutzschild

Für 909 UV Digester.



1 STK

6.2804.090

UV-Quecksilberdampf Lampe

Quecksilber-Mitteldruckstrahler für 909 UV Digester.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.2042.050	Distanzhalter für Pt1000-Temperaturfühler	

