



NIRS XDS RapidLiquid Module

2.921.0410

Schnelle, präzise Analysen von Flüssigkeiten und Suspensionen aller Art

Der NIRS XDS RapidLiquid Analyzer ermöglicht schnelle, präzise Analysen von flüssigen Rezepturen und Substanzen. Präzise Messergebnisse auf Knopfdruck machen den NIRS XDS RapidLiquid Analyzer zu einer ebenso zuverlässigen wie einfachen Lösung für die Qualitätskontrolle in Labor und Prozess. Die Proben werden in mehrfach verwendbaren Quarzküvetten oder Einwegvials aus Glas vorgelegt; eine temperierte Probenkammer sorgt für reproduzierbare Analysenbedingungen und somit für genaue Messergebnisse.

Lieferumfang 2.921.0410

Qt.	Order no.	Beschreibung
-----	-----------	--------------

Schnelle, präzise Analysen von Flüssigkeiten und Suspensionen aller Art

Der NIRS XDS RapidLiquid Analyzer ermöglicht schnelle, präzise Analysen von flüssigen Rezepturen und Substanzen. Präzise Messergebnisse auf Knopfdruck machen den NIRS XDS RapidLiquid Analyzer zu einer ebenso zuverlässigen wie einfachen Lösung für die Qualitätskontrolle in Labor und Prozess. Die Proben werden in mehrfach verwendbaren Quarzküvetten oder Einwegvials aus Glas vorgelegt; eine temperierte Probenkammer sorgt für reproduzierbare Analysenbedingungen und somit für genaue Messergebnisse.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.7403.030	XDS Halter für Einwegvials 10mm (6.7402.100) Halter für die Einwegvials aus Glas mit 10 mm Durchmesser.	
6.7403.020	XDS Halter für Einwegvials 2 mm (6.7402.070) Halter für die Einwegvials aus Glas mit 2 mm Durchmesser.	
6.7403.000	NIRS XDS Halter für Einwegvials 8 mm (6.7402.000) Halter für die Einwegvials aus Glas mit 8 mm Durchmesser.	
6.7402.070	Einwegvials, Durchmesser 2 mm, Transmission 200 verschliessbare Einwegvials aus Glas (Borosilikat) mit einem Durchmesser von 2 mm für Analysen von Flüssigkeiten in Transmission. Kompatibel mit: • Halter OMNIS NIR, Vial, 2 mm (6.07401.050) • DS2500 Halter für Durchflussküvetten (6.7492.000)	

6.7402.100

Einwegvials, Durchmesser 10 mm, Transmission

195 verschliessbare Einwegvials aus Glas (Borosilikat) mit einem Durchmesser von 10 mm für Analysen von Flüssigkeiten in Transmission.

Kompatibel mit:

- Halter OMNIS NIR, Vial, 10 mm (6.07401.080)
- DS2500 Halter für 4 mm Einwegvials (6.7492.030)



6.7402.240

Einwegvial, 8 mm, Transmission, Anz. 100

100 Einwegvials aus Glas (Borosilikat) mit einer optischen Pfadlänge von 8 mm für Analysen von Flüssigkeiten in Transmission. Die Einwegvials werden mit den zugehörigen Verschlussstopfen (Stückzahl = 100) geliefert.

Kompatibel mit:

- Halter OMNIS NIR, Vial, 8 mm (6.07401.070)
- DS2500 Halter für 8 mm Einwegvials (6.7492.020)



6.7402.260

Verschlussstopfen für Einwegvial, 4 mm, Anz. 100

100 Verschlussstopfen für 4 mm Einwegvials Transmission (6.7402.250).

