



MIRA M-1 Basic Package

2.923.0010

Die Metrohm Instant Raman Analyzer (MIRA) sind tragbare Hochleistungs-Raman-Spektrometer für die schnelle, zerstörungsfreie Analyse von chemischen und pharmazeutischen Proben, ob flüssig oder fest. Kaum grösser als ein Smartphone, arbeiten die MIRA-Spektrometer als einzige unter den derzeit am Markt erhältlichen mobilen Raman-Spektrometern nach dem Orbital-Raster-Scan-Prinzip (ORS). Mit dem Basic Package, mit integriertem Probenhalter, können die Proben direkt in kleinen Vials vorgelegt werden, die einfach in das MIRA M-1 Spektrometer eingesetzt werden (Laserschutzklasse 1).

Lieferumfang 2.923.0010

Qt.	Order no.	Beschreibung
-----	-----------	--------------

Die Metrohm Instant Raman Analyzer (Mira) sind tragbare Hochleistungs-Raman-Spektrometer für die schnelle, zerstörungsfreie Analyse von chemischen und pharmazeutischen Proben, ob flüssig oder fest. Kaum grösser als ein Smartphone, arbeiten die Mira-Spektrometer als einzige unter den derzeit am Markt erhältlichen mobilen Raman-Spektrometern nach dem Orbital-Raster-Scan-Prinzip (ORS). Mit dem Basic Package, mit integriertem Probenhalter, können die Proben direkt in kleinen Vials vorgelegt werden, die einfach in das Mira M-1 Spektrometer eingesetzt werden (Laserschutzklasse 1).



For connecting USB instruments.



1,5 V Typ LR6. Satz à 4 Stück. Für 704 pH Meter, 773 pH/mV Simulator



Für den Anschluss von USB-Geräten.



1 STK

6.7430.060

Reinigungstuch aus Mikrofaser

Reinigungstuch für Bildschirme und Optiken.



1 STK

6.7502.000

Glas Vials zu Mira M-1 Basic und Advanced Package

Glas Vials geeignet für die Verwendung mit Mira M-1 Basic und Advanced Package.



1 STK

6.7550.000

ABS/TiO₂ Kalibrierstandard

ABS/TiO₂ Standard zur Kalibrierung der Wellenzahlenskale der Mira-Spektrometer.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.6071.000	Mira Cal Software Die benutzerfreundliche Mira Cal Software dient primär der Speicherung von Daten, dem Datentransfer sowie der Aktivierung/Deaktivierung von Spektrenbibliotheken. Mira Cal ist zudem ideal um vom «open library»-Prinzip Gebrauch zu machen. So können Bibliotheken erstellt werden, die an eine ganz spezielle Problemstellung angepasst sind.

