



TacticID-1064 ST Flex

29530030

Das Metrohm TacticID-1064 ST Flex-Paket ermöglicht es dem Benutzer, das Metrohm TacticID-1064 ST an seine Bedürfnisse anzupassen. Das Flex-Paket umfasst alle Grundkomponenten für den Betrieb des Metrohm TacticID-1064 ST ohne Aufsätze zur Spektrenaufnahme. Für den Betrieb wird mindestens ein Aufsatz zur Spektrenaufnahme benötigt.

Das TacticID-1064 ST Flex-Paket enthält den Polystyrol-Aufsatz, ein USB-C-zu-USB-C-Kabel (1.8 m), ein Netzteil (15 V, 3 A) und eine TacticID-1064 ST v2 Batterie.

Lieferumfang 29530030

Qt.	Order no.	Beschreibung
-----	-----------	--------------

1 STK

66079010

Metrohm TactiD®-1064 ST Bibliothek verbotener
und gängiger Chemikalien

Metrohm Bibliothek verbotener und gängiger Chemikalien für das Metrohm TactiD®-1064 ST, einschliesslich Drogen, toxischer Industriechemikalien (TIC), toxischer Industriematerialien (TIM), Ausgangsstoffen und gängiger Chemikalien.



1 STK

607509070

TactiD®-1064 ST Polystyrol-Aufsatz

Smarter Probennahmeaufsatz für die Kalibrierung und Validierung am Metrohm TactiD®-1064 ST.



1 STK

62133090

TactiD®-1064 ST v2 Akku

TactiD®-1064 ST v2 Lithium-Ionen-Akku mit 10.8 V.



1 STK

6.2169.010

Netzteil, 15 V, 3 A

Netzteil, 15 V, 3 A



1 STK

62169020

USB-C-auf-USB-C-Kabel, 1.8 m

MS USB-C-auf-USB-C-Kabel, 1.8 m.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
602709000	TacticID®-1064 ST Robuster Tragekoffer Robuster Tragekoffer für das TacticID®-1064 ST	
607507300	TacticID®-1064 ST Basic Tasche für Smart-Aufsätze Tasche für Aufsätze des TacticID®-1064 ST Basic-Pakets.	
607507310	TacticID®-1064 ST Advanced Tasche für Smart-Aufsätze Tasche für Aufsätze des TacticID®-1064 ST Advanced-Pakets.	
607509000	Smart-Aufsatz für die Identifikation durch Verpackungen TacticID®-1064 ST Smart Tip, der eine grössere Spotgrösse und Probennahmetiefe für die Analyse durch Verpackungen bietet und farbige Proben vor dem Verbrennen schützt.	

607509010

Smart-Aufsatz, Universal

Smarter Probennahmeaufsatz mit einem Arbeitsabstand von 6 mm.



607509020

Smart-Aufsatz, SWD

Smart-Aufsatz für kurze Arbeitsabstände (SWD) mit einem Arbeitsabstand von 1 mm.



607509030

Smart-Aufsatz, Vialhalter

Smarter Probennahmeaufsatz für Vials. Passend für Glasvials der Grösse 15 mm x 45 mm.



607509040

Smart-Aufsatz, LWD

Smart-Aufsatz für lange Arbeitsabstände (LWD) mit einem Arbeitsabstand von 8 mm.



607509050

Smart-Aufsatz, Winkel

Winkelaufsatz für das TacticID®-1064 ST für freihändige Messungen.



607509060

Smart-Aufsatz, Transflexionssonde

Smarte Transflexionssonde für die Probennahme durch direkten Kontakt mit einem Arbeitsabstand von ca. 5 mm.

Länge: 8 Zoll

Betriebsdruck: bis 2 bar bei Umgebungstemperatur



62169000

Internationaler Steckeradapter

Internationaler Universal-Steckeradapter.



62169030

OTG USB-Stick

USB-Stick für das TacticID®-1064 ST für den Datenaustausch und Systemaktualisierungen.



62169040

TacticID®-1064 ST Kfz-Ladegerät

Kfz-Ladegerät für das TacticID®-1064 ST für das Schnellladen im Fahrzeug.



62169050

TacticID®-1064 ST Tragbare Akku-Ladestation

TacticID®-1064 ST Tragbare Akku-Ladestation für den TacticID®-1064 ST v2 Lithium-Ionen-Akku mit 10.8 V.



66079000

Umfassende Raman-Bibliothek für das TacticID-1064 ST


Umfassende Metrohm Raman-Bibliothek – Über 29'000 Spektreneinträge von Chemikalien, Mineralien, organischen Chemikalien, Lösungsmitteln, Polymeren, Farbstoffen und Pigmenten, toxischen Industriechemikalien (TIC), toxischen Industriematerialien (TIM), Anorganika, Organometallen, Körperpflegeprodukten und verbotenen Substanzen für das Metrohm TacticID-1064 ST.



66079020

Metrohm TacticID®-1064 ST MCRL - Anorganische Stoffe und Organometalle


Umfassende Metrohm Raman-Bibliothek (MCRL) anorganischer Stoffe und Organometalle für das Metrohm TacticID®-1064 ST.



66079030

Metrohm TactiD®-1064 ST MCRL - Organische Stoffe


Umfassende Metrohm Raman-Bibliothek (MCRL) organischer Stoffe für das Metrohm TactiD®-1064 ST.



66079040

Metrohm TactiD®-1064 ST MCRL - Körperpflegeprodukte


Umfassende Metrohm Raman-Bibliothek (MCRL) der Körperpflegeprodukte für das Metrohm TactiD®-1064 ST.



66079050

Metrohm TactiD®-1064 ST MCRL - Polymere und Polymeradditive


Umfassende Metrohm Raman-Bibliothek (MCRL) der Polymere und Polymeradditive für das Metrohm TactiD®-1064 ST.



66079060

Metrohm TactiD®-1064 ST MCRL - Farbstoffe, Pigmente und Färbemittel


Umfassende Metrohm Raman-Bibliothek (MCRL) der Farbstoffe, Pigmente und Färbemittel für das Metrohm TactiD®-1064 ST.



66079070

TDL-EXP: Metrohm TacticID®-1064 ST Bibliothek der Sprengstoffe


TDL-EXP: Bibliothek der Sprengstoffe für das Metrohm TacticID®-1064 ST



66079080

TDL-XM-CWA: Metrohm TacticID®-1064 ST Bibliothek der chemischen Kampfstoffe

TDL-XM-CWA: Bibliothek der chemischen Kampfstoffe (CWA) für das Metrohm TacticID®-1064 ST.



66079120

Metrohm TacticID-1064 ST MCRL Organische Stoffe – Schwefelgruppe

Umfassende Metrohm Raman-Bibliothek (MCRL) organischer Stoffe der Schwefelgruppe für das Metrohm TacticID-1064 ST.



66079130

Metrohm Mineralienbibliothek für TacticID-1064 ST

Metrohm Mineralienbibliothek für das Metrohm TacticID-1064 ST.



Umfassende Metrohm Raman-Bibliothek (MCRL) der Pestizide für das Metrohm TacticID-1064 ST.




Umfassende Metrohm Raman-Bibliothek (MCRL) der Biochemikalien für das Metrohm TacticID-1064 ST.



Umfassende Metrohm Raman-Bibliothek (MCRL) pharmazeutischer Wirkstoffe für das Metrohm TacticID-1064 ST.



Umfassende Metrohm Raman-Bibliothek (MCRL) halogener organischer Stoffe für das Metrohm TacticID-1064 ST.



66079100

Metrohm TacticID-1064 ST MCRL Organische Stoffe – Stickstoffgruppe

Umfassende Metrohm Raman-Bibliothek (MCRL) organischer Stoffe der Stickstoffgruppe für das Metrohm TacticID-1064 ST.



66079110

Metrohm TacticID-1064 ST MCRL Organische Stoffe – Sauerstoffgruppe

Umfassende Metrohm Raman-Bibliothek (MCRL) organischer Stoffe der Sauerstoffgruppe für das Metrohm TacticID-1064 ST.



67530070

TacticID®-1064 ST Handgelenkband

Handgelenkband für das Metrohm TacticID®-1064 ST.



67560050

Laserschutzbrille, Wellenlänge 1064 nm

Laserschutzbrille, Wellenlänge 1064 nm.



Schultertasche für die TacticID-Serie. Hergestellt aus extrem strapazierfähigem 1000D-Gewebe, mit mehreren praktischen Taschen und Fächern für den Einsatz unter rauen Bedingungen.. Geeignet für alle TacticID-Produkte und NanoRam-Produkte. Nur zum Transportieren.

TID-SBG

