



Mikro-Au-Titrode (Einbaulänge 30.8 cm)

6.00435.120

Kombinierte Goldringelektrode mit einer pH-Glasmembran als Referenzelektrode, Einbaulänge = 30.8 cm, verjüngt auf 6.4 mm Durchmesser.

Diese wartungsfreie Elektrode eignet sich für Redox titrationen bei konstant bleibendem pH-Wert, z.B.:

- Bestimmung des chemischen Sauerstoffbedarfs (CSB, Ferrometrie)
- Bestimmung von Penicillin und Ampicillin
- Titrationen mit $\text{Hg}(\text{NO}_3)_2$
- Titrationen in Gegenwart von Chrom oder Eisen

Diese Elektrode wird in dest. Wasser aufbewahrt.

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
-----------	--------------

6.2104.020

Elektrodenkabel / 1 m / F

Für die Verbindung von Elektroden mit Metrohm-Steckkopf G an Metrohm-Geräte (Buchse F).

