



Mikro-Leitfähigkeitsmesszelle $c = 1 \text{ cm}^{-1}$ mit Pt1000 (Fixkabel, 2.0 m)

6.00931.100

Mikro-Leitfähigkeitsmesszelle, mit integriertem Pt1000-Temperaturfühler und Fixkabel (2.0 m) zur Anbindung an das OMNIS Messmodul Leitfähigkeit und das 856 Conductivity Module. Nur 4 mm Aussendurchmesser für die Messung in kleinen Probenvolumina oder kleinen Messgefäßen.