



Metrosep A Supp 4 Guard/4.0

6.01021.500

Die Metrosep A Supp 4 Guard/4.0 schützt die Anionensäulen Metrosep A Supp 4 - 250/4.0 zuverlässig vor Verunreinigungen aus Probe oder Eluent.

Lieferumfang 6.01021.500

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.2744.060	Gewindestopfen
		Für UNF 10/32. Stopfen für IC, z.B. zum Verschliessen von Säulen.

