



Metrosep A Supp 4 Guard/2.0

6.01021.600

Die Metrosep A Supp 4 Guard/2.0 schützt die Anionensäulen Metrosep A Supp 4 - 250/2.0 zuverlässig vor Verunreinigungen aus Probe oder Eluent.

Lieferumfang 6.01021.600

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.2744.060	Gewindestopfen
Für UNF 10/32. Stopfen für IC, z.B. zum Verschliessen von Säulen.		

