



Metrosep A Supp 17 Guard/4.0

6.01032.500

Die Metrosep A Supp 17 Guard/4.0 schützt die analytischen Trennsäulen Metrosep A Supp 17 wirkungsvoll vor Verunreinigungen. Die Guard-Säule zeichnet sich dank «On Column Guard System» durch sehr einfache Handhabung aus. Die Guardsäule wird einfach auf die analytische Säule geschraubt. Werkzeug wird hierfür nicht benötigt.

Lieferumfang 6.01032.500

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.2744.060	Gewindestopfen
Für UNF 10/32. Stopfen für IC, z.B. zum Verschliessen von Säulen.		

