



# Metrosep A Supp 18 - 250/4.0

6.01033.430

Die Selektivität der Metrosep A Supp 18 Säulen ist spezifisch auf die Arbeit mit Hydroxid-Eluenten ausgelegt. Die Metrosep A Supp 18 - 250/4.0 ist die längere A Supp 18 Säulenversion. Durch die kleine Partikelgrösse von 3.5 µm werden hohe Trennleistungen erreicht. Die symmetrischen Peaks erlauben die einfache Bestimmung von Anionen, auch in tiefen µg/L Konzentrationsbereichen. Die Metrosep A Supp 18 - 250/4.0 ist besonders für die Trennung der Oxohalogenide Chlorit, Bromat und Chlorat neben den Standardanionen bei Raumtemperatur geeignet.

## Optionales Zubehör

| Order no. | Beschreibung |
|-----------|--------------|
|-----------|--------------|

Die Metrosep A Supp 18 Guard/4.0 schützt die analytische Trennsäule Metrosep A Supp 18 wirkungsvoll vor Verunreinigungen aus Probe oder Eluent. Sie enthält dasselbe Trennmaterial wie die Metrosep A Supp 18 Trennsäulen, ist wie diese aus PEEK gefertigt und wird direkt auf die jeweilige Trennsäule nahezu ohne Totvolumen aufgeschraubt («On Column Guard System»). Die Guardsäule verlängert die Lebensdauer der analytischen Säule, ohne die chromatographische Trennleistung zu beeinflussen.

---

