



Metrosep A Supp 18 Guard/4.0

6.01033.500

Die Metrosep A Supp 18 Guard/4.0 schützt die analytische Trennsäule Metrosep A Supp 18 wirkungsvoll vor Verunreinigungen aus Probe oder Eluent. Sie enthält dasselbe Trennmaterial wie die Metrosep A Supp 18 Trennsäulen, ist wie diese aus PEEK gefertigt und wird direkt auf die jeweilige Trennsäule nahezu ohne Totvolumen aufgeschraubt («On Column Guard System»). Die Guardsäule verlängert die Lebensdauer der analytischen Säule, ohne die chromatographische Trennleistung zu beeinflussen.

Lieferumfang 6.01033.500

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.2744.060	Gewindestopfen
		Für UNF 10/32. Stopfen für IC, z.B. zum Verschliessen von Säulen.

