



Metrosep A Supp 19 - 50/4.0

6.01034.450

Überragende Trenneigenschaften und hochkapazitiv – das sind die entscheidenden Merkmale der Metrosep A Supp 19 Produktfamilie. Beim kürzesten Modell der Reihe, der Metrosep A Supp 19 - 50/4.0, kommen diese Stärken insbesondere bei Anwendungen zum Tragen, die eine ultraschnelle Analyse erfordern. Mit aussergewöhnlich kurzen Elutionszeiten und hervorragenden Peakformen ist diese Trennsäule speziell für Labore konzipiert, die auf maximalen Durchsatz ohne Abstriche bei der Zuverlässigkeit angewiesen sind.

Trotz der kurzen Säulenlänge bietet die Metrosep A Supp 19 - 50/4.0 eine äusserst stabile Leistung bei hohen Flussraten und Drücken und gewährleistet dabei die für die gesamte Metrosep A Supp 19-Reihe charakteristische mechanische, thermische und chemische Robustheit. Damit ist sie die ideale Wahl für schnelle Routineanalysen, bei denen Geschwindigkeit, Stabilität und Reproduzierbarkeit entscheidend sind.

Dank ihres optimierten Packungsmaterials und ihrer hohen Anionenaustauschkapazität ermöglicht die Metrosep A Supp 19 - 50/4.0 die zuverlässige Bestimmung von Standardanionen in nur 4 Minuten. Ihre aussergewöhnlich kurzen Laufzeiten ermöglichen einen sehr hohen Probendurchsatz, was einen erheblichen Vorteil für Auftragslabore, Screening-Workflows und alle Umgebungen darstellt, in denen eine zeiteffiziente Ionenchromatographie von entscheidender Bedeutung ist.

Lieferumfang 6.01034.450

Qt.	Order no.	Beschreibung
-----	-----------	--------------

2 STK

6.2744.060

Gewindestopfen

Für UNF 10/32. Stopfen für IC, z.B. zum Verschliessen von Säulen.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.01034.500	Metrosep A Supp 19 Guard/4.0 Die Metrosep A Supp 19 Guard/4.0 schützt die Anionentrennsäulen der Metrosep A Supp 19 Produktfamilie zuverlässig vor Verunreinigungen aus Probe oder Eluent und verlängert damit ihre Lebensdauer massgeblich. Die Vorsäulen und Trennsäulen der Metrosep A Supp 19 Produktfamilie sind aus PEEK gefertigt und mit dem gleichen Material gefüllt. Das gewährleistet, dass die chromatographische Trennleistung in keiner Weise beeinträchtigt wird. Das «On Column Guard System» ermöglicht das direkte und bequeme Aufschrauben der Vorsäule auf die Anionentrennsäule. Der günstige Preis und die einfache Handhabung machen die Metrosep A Supp 19 Guard/4.0 zum idealen Schutz der Trennsäule.

