



Metrosep A Supp 20 Guard/4.0

6.01035.500

Die Metrosep A Supp 20 Guard/4.0 bietet zuverlässigen Schutz für Metrosep A Supp 20 Trennsäulen, indem sie verhindert, dass Verunreinigungen aus Probe oder Eluent in die Trennsäule gelangen. Diese Vorsäule ist mit derselben stationären Phase wie die entsprechenden Trennsäulen gepackt und in einem chemikalienbeständigen PEEK-Gehäuse untergebracht. Sie sichert die Leistungsfähigkeit der Säule und verlängert die Lebensdauer der Haupttrennsäule, ohne die chromatographische Qualität zu beeinträchtigen.

Lieferumfang 6.01035.500

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.2744.060	Gewindestopfen
		Für UNF 10/32. Stopfen für IC, z.B. zum Verschliessen von Säulen.

