



Metrosep C 6 - 100/2.0

6.01051.210

Die 100-mm-Version der microbore Metrosep-C-6-Säule ist für die Bestimmung der Standardkationen beispielsweise in Trinkwasser bestimmt. Es werden kurze Retentionszeiten erzielt, dies mit einer verhältnismässig guten Natrium/Ammonium-Trennung. Die hohe Kapazität des C-6-Materials erlaubt höhere Probenvolumen.

Die Säule ist für den Einsatz in der IC-MS-Kopplung geeignet.

Lieferumfang 6.01051.210

Qt.	Order no.	Beschreibung
2 STK	6.2744.060	Gewindestopfen
		Für UNF 10/32. Stopfen für IC, z.B. zum Verschliessen von Säulen.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.01051.600	Metrosep C 6 Guard/2.0

Die Metrosep C 6 Guard/2.0 enthält das C-6-Säulenmaterial und dient dem Schutz vor Partikel und Verunreinigungen. Damit wird die Lebensdauer der analytischen Trennsäule deutlich verlängert. Die Metrosep C 6 Guard/2.0 funktioniert nach dem «On Column Guard System» und wird nahezu ohne Totvolumen direkt auf die jeweilige Trennsäule montiert.

