



Metrosep C Supp 2 - 100/4.0

6.01053.410

Das Metrosep C-Supp-2-Trennmaterial basiert auf einem Polystyrol-Divinylbenzol-Copolymer mit Carboxylgruppen. Es eignet sich zu Trennung und Bestimmung von ein- und zweiwertigen Kationen. Die Metrosep C Supp 2 - 100/4.0 Säule ist die kürzeste Trennsäule der Metrosep C-Supp-2-Familie. Sie eignet sich speziell zur Spurenanalytik der Standardkationen. Bestimmungsgrenzen unter dem µg/L-Bereich werden dank des extrem tiefen Basislinienrauschens nach sequentieller Suppression erreicht.

Lieferumfang 6.01053.410

Qt.	Order no.	Beschreibung
2 STK	6.2744.060	Gewindestopfen
		Für UNF 10/32. Stopfen für IC, z.B. zum Verschliessen von Säulen.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.01053.500	Metrosep C Supp 2 Guard/4.0 Die Metrosep C Supp 2 Guard/4.0 enthält das C-Supp-2-Säulenmaterial und dient dem Schutz der Metrosep-C-Supp-2-Kationensäulen. Partikel und Verunreinigungen werden sicher zurückgehalten und somit die Lebensdauer der analytischen Trennsäule deutlich verlängert. Auch die Metrosep C Supp 2 Guard/4.0 funktioniert nach dem «On Column Guard System» und wird nahezu ohne Totvolumen direkt auf die jeweilige Trennsäule montiert.

