



Metrosep C Supp 2 - 150/4.0

6.01053.420

Die Metrosep C Supp 2 - 150/4.0 Säule ist die Standardtrennsäule der Metrosep C-Supp-2-Familie. Sie eignet sich zu Trennung und Bestimmung von ein- und zweiwertigen Kationen mit einer sehr guten Natrium/Ammonium-Trennung. Das Metrosep C-Supp-2-Trennmateriale basiert auf einem Polystyrol-Divinylbenzol-Copolymer mit Carboxylgruppen. Die Säule wird mit sequentieller Suppression eingesetzt. Entsprechend eignet sie sich besonders zu Bestimmung von Konzentrationen im mittleren µg/L-Bereich und darunter.

Lieferumfang 6.01053.420

Qt.	Order no.	Beschreibung
2 STK	6.2744.060	Gewindestopfen
		Für UNF 10/32. Stopfen für IC, z.B. zum Verschliessen von Säulen.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.01053.500	Metrosep C Supp 2 Guard/4.0 Die Metrosep C Supp 2 Guard/4.0 enthält das C-Supp-2-Säulenmaterial und dient dem Schutz der Metrosep-C-Supp-2-Kationensäulen. Partikel und Verunreinigungen werden sicher zurückgehalten und somit die Lebensdauer der analytischen Trennsäule deutlich verlängert. Auch die Metrosep C Supp 2 Guard/4.0 funktioniert nach dem «On Column Guard System» und wird nahezu ohne Totvolumen direkt auf die jeweilige Trennsäule montiert.

