



Metrosep C Supp 2 Guard/4.0

6.01053.500

Die Metrosep C Supp 2 Guard/4.0 enthält das C-Supp-2-Säulenmaterial und dient dem Schutz der Metrosep-C-Supp-2-Kationensäulen. Partikel und Verunreinigungen werden sicher zurückgehalten und somit die Lebensdauer der analytischen Trennsäule deutlich verlängert. Auch die Metrosep C Supp 2 Guard/4.0 funktioniert nach dem «On Column Guard System» und wird nahezu ohne Totvolumen direkt auf die jeweilige Trennsäule montiert.

Lieferumfang 6.01053.500

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.2744.060	Gewindestopfen
		Für UNF 10/32. Stopfen für IC, z.B. zum Verschliessen von Säulen.

