



MetroSil RP 3 - 150/4.0

6.01070.420

Die MetroSil RP 3 - 150/4.0 ist eine universell einsetzbare «Reversed Phase»-Säule mittlerer Kapazität, die sowohl mit wässrigen Eluenten als auch für wässrige Proben einsetzbar ist. Diese Eigenschaft ist vor allem für Applikationen in der Ionenchromatographie wichtig. Mit der MetroSil RP 3 - 150/4.0 können Applikationsprobleme gelöst werden, die im Grenzbereich zwischen HPLC und Ionenchromatographie liegen. Das Metrosil-RP-3-Material ist ein «endcapped» C18-Silicagel mit einer Porenweite von 120 Angström.

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.01070.500	MetroSil RP 3 Guard/4.0

Die MetroSil RP 3 Guard/4.0 wird zum Schutz der MetroSil RP 3 - 150/4.0 vor Verunreinigungen durch Partikel und Bakterien eingesetzt.

