



MetroSil RP 3 Guard/4.0

6.01070.500

Die MetroSil RP 3 Guard/4.0 wird zum Schutz der MetroSil RP 3 - 150/4.0 vor Verunreinigungen durch Partikel und Bakterien eingesetzt.

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.02821.010	Kartuschenhalter zu MetroSil RP 3 Guard/4.0 Kartusche

Halter für die MetroSil RP 3 Guard/4.0 Kartusche zum Anschluss an die analytische Trennsäule.

