



Messkopf (scTRACE Gold) für den Messstand des 946 Portable VA Analyzer (für ältere Geräteversionen)

6.01256.000

Messkopf mit eingebautem Rührer für Messungen mit der scTRACE Gold.

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.01204.000	Rührtip

Rührtip für 946 Portable VA Analyzer.



6.1258.000

scTRACE Gold (Satz mit 4 Stück)


Goldmikrodraht-Elektrode auf Dickfilmbasis für die Bestimmung von Arsen in Wässern. Die scTRACE Gold ist ein kombinierter voltammetrischer Sensor für die Voltammetrie. Goldmikrodraht-Arbeits Elektrode, Ag/AgCl-Referenzelektrode und Kohlenstoff-Hilfselektrode befinden sich auf einem Sensor. Einfach in der Handhabung und weitgehend wartungsfrei kann mit der scTRACE Gold zum Beispiel Arsen in Wasser im Spurenbereich bestimmt werden. Zusammen mit dem Elektrodenschaft 6.1241.080 kann sie in jedem Metrohm-Voltammetrie-Messstand verwendet werden.



6.01408.000

O-Ring 46 x 2.5 mm

Für den Messstand des 946 Portable VA Analyzer. Set à 2 Stück.



6.02621.000

Gabelschlüssel 4 mm

