



Probenbecher aus Klarglas 250 mL, 10 Stück

6.01400.000

Probenbecher aus Klarglas 250 mL, passend zu OMNIS Probenrack 602041010, 10 Stück.

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.02041.010	OMNIS Probenrack, 9 x 250 mL, (PP) OMNIS Probenrack zu OMNIS Sample Robot Pick&Place passend für 9 Probenbecher. Folgende Probenbecher können verwendet werden: 6.01400.000, 6.01400.003, 6.01400.100. Kunststoff: Polypropylen (PP)



6.02601.010 Greiferfinger 43 - 65 mm

Greiferfinger zu OMNIS Sample Robot Pick&Place zum Greifen von Probenbechern mit einem Aussendurchmesser von 43 bis 65 mm.



6.01403.000 Titrierkopf 6xNS14/ 3xNS9 (P&P)

Titrierkopf mit 6 NS14 und 3 NS 9 Öffnungen für die Verwendung in Pick&Place-Modulen des OMNIS Sample Robot Pick&Place



6.01900.010 Rührpropeller 30 mm ETFE

Rührpropeller 30 mm ETFE mit verstellbarer Höhe für die Verwendung mit Rod Stirrer "Titrator" oder Rod Stirrer "Sample Robot"



6.02601.020 Greiferfinger 50 - 72 mm

Greiferfinger zu OMNIS Sample Robot Pick&Place zum Greifen von Probenbechern mit einem Aussendurchmesser von 50 bis 72 mm.



6.02710.050

Dis-Cover Deckel für OMNIS Probenbecher 250 mL, 9 Stück

Dis-Cover Deckel für 250 mL Probenbecher 6.01400.000, 6.01400.003
und 6.01400.100 im OMNIS Sample Robot Pick&Place System.

