



Titrierkopf 3xNS14/ 4x6.4mm (P&P)

6.01403.030

Titrierkopf mit 3 NS14 und 4x 6.4 mm Öffnungen für die Verwendung von 120 mL Bechern in Pick&Place-Modulen des OMNIS Sample Robot Pick&Place mit 2 eingezogenen Dosierspitzen. Vorbereitet für die Bestückung mit Spül- und Absaugschläuchen.

Lieferumfang 6.01403.030

Qt.	Order no.	Beschreibung
2 STK	6.1236.020	Schliffhülse NS 14/12 mm
		Schliffhülse mit Normschliff NS 14/12 mm und O-Ring.



2 STK

6.1446.000

Schliffstopfen / B-14/(15)



2 STK

6.1808.000

Kupplungsmuffe M6



2 STK

6.2726.090

Antidiffusionsventil

Für diffusionshindernde Bürettenspitzen 6.1541.XXX, 6.1543.130,
6.1543.140, 6.1543.150, 6.1543.160, 6.1543.200



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.1829.050	Ersatzschläuche für eingezogene Schläuche in Titrierköpfen und Schwenkarmen Drei Ersatzschläuche mit ausgedünnter Spitze.	