




Titrierkopf 2xNS14 (P&P)

6.01403.040

Titrierkopf mit 2 NS14 Öffnungen für die Verwendung in Pick&Place-Modulen des OMNIS Sample Robot Pick&Place und 3 eingezogenen Dosierspitzen. Vorbereitet für die Bestückung mit Spüldüsen. Ein Absaugschlauch ist bereits in den Titrierkopf eingezogen.

Lieferumfang 6.01403.040

Qt.	Order no.	Beschreibung
2 STK	6.1236.020	Schliffhülse NS 14/12 mm

Schliffhülse mit Normschliff NS 14/12 mm und O-Ring.



1 STK

6.1446.000

Schliffstopfen / B-14/(15)



4 STK

6.1808.000

Kupplungsmuffe M6



1 STK

6.1808.230

Adapter M6 / M8 innen

Adapter mit M6 und M8 Innengewinde



3 STK

6.2726.090

Antidiffusionsventil

Für diffusionshindernde Bürettenspitzen 6.1541.XXX, 6.1543.130,
6.1543.140, 6.1543.150, 6.1543.160, 6.1543.200

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.1829.050	Ersatzschläuche für eingezogene Schläuche in Titrierköpfen und Schwenkarmen Drei Ersatzschläuche mit ausgedünnter Spitze.	