



Titrierkopf für KFT mit verstärkten Spitzen (P&P)

6.01403.050

Titrierkopf für die Karl-Fischer-Titration in Pick&Place-Modulen des OMNIS Sample Robot Pick&Place. Der Titrierkopf bietet neben 2 verstärkten Antidiffusionsspitzen eine Öffnung für die Verwendung eines Homogenisierers (Polytron 1300D) oder Stabrührers.

Lieferumfang 6.01403.050

Qt.	Order no.	Beschreibung
2 STK	6.1808.000	Kupplungsmuffe M6



2 STK

6.2726.090

Antidiffusionsventil

Für diffusionshindernde Bürettenspitzen 6.1541.XXX, 6.1543.130,
6.1543.140, 6.1543.150, 6.1543.160, 6.1543.200



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.9012.010	Dispergier-Aggregat zu Polytron, 157 mm Spezial-Dispergier-Aggregat (Metrohm-Version) mit vorstehenden Messern	
6.01201.000	Stabrührer Schliffhülse zu 6.01403.050 Stabrührer-Schliffhülse für die Verwendung eines Stabrührers anstatt eines Homogenisierers im Titrierkopf 6.01403.050	