



Titrierkopf 3xNS14/4x6.4mm für 200 mL Einweg-Becher (P&P)

6.01403.060

Titrierkopf mit 3 NS14 und 4x 6.4 mm Öffnungen für die Verwendung von 200 mL PP-Einweg-Bechern (6.1459.310) oder 150 mL Bechergäsern (hohe Form, ohne Ausguss) in Pick&Place-Modulen des OMNIS Sample Robot Pick&Place mit zwei eingezogenen Dosierspitzen. Vorbereitet für die Bestückung mit Spül- und Absaugschläuchen.

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.1829.050	Ersatzschläuche für eingezogene Schläuche in Titrierköpfen und Schwenkarmen Drei Ersatzschläuche mit ausgedünnter Spitze.



6.1459.310

Probenbecher Einweg aus Kunststoff (PP), 200 mL, 1000 Stück

Probenbecher Einweg aus Kunststoff (Polypropylen, PP) 200 mL, passend zu OMNIS Probenrack 6.02041.020, Probenrack 6.2041.370 und 6.2041.830, 1000 Stück.

