



Titrierkopf 3 x NS14 / 4 x 6.4 mm; 4 x Dosierspitze

6.01403.070

Titrierkopf mit 3 NS14 und 4 x 6.4 mm Öffnungen für die Verwendung von 200 mL PP-Einweg-Bechern (6.1459.310) oder 150 mL Bechergläsern (hohe Form, ohne Ausguss) in Pick&Place-Modulen des OMNIS Sample Robot Pick&Place mit vier eingezogenen Dosierspitzen. Vorbereitet für die Bestückung mit Spül- und Absaugschläuchen.

Lieferumfang 6.01403.070

Qt.	Order no.	Beschreibung
2 STK	6.1236.020	Schliffhülse NS 14/12 mm

Schliffhülse mit Normschliff NS 14/12 mm und O-Ring.





Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.1459.310	Probenbecher Einweg aus Kunststoff (PP), 200 mL, 1000 Stück Probenbecher Einweg aus Kunststoff (Polypropylen, PP) 200 mL, passend zu OMNIS Probenrack 6.02041.020, Probenrack 6.2041.370 und 6.2041.830, 1000 Stück.	
6.1829.050	Ersatzschläuche für eingezogene Schläuche in Titrierköpfen und Schwenkarmen Drei Ersatzschläuche mit ausgedünnter Spitze.	