



# Becheradapter zu OMNIS Probenbecher 120 mL

6.01404.030

Becheradapter zur Zentrierung des Probenbecher 120 mL im Schlitten der Pick&Place-Module

## Optionales Zubehör

| Order no.   | Beschreibung                                                                                                                                                 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.01400.200 | Probenbecher Kunststoff (PP) 120 mL, 20 Stück<br><br>Probenbecher aus Kunststoff (Polypropylen, PP) 120 mL, passend zu OMNIS Probenrack 602041030, 20 Stück. |



6.01400.300 Probenbecher aus Klarglas 120 mL, 20 Stück

Probenbecher aus Klarglas 120 mL, passend zu OMNIS Probenrack  
602041030, 20 Stück.



---

6.01400.303 Probenbecher aus Braunglas 120 mL, 20 Stück

Probenbecher aus Braunglas 120 mL, passend zu OMNIS Probenrack  
602041030, 20 Stück

