




Becheradapter zu OMNIS Probenbecher 75 mL

6.01404.040

Becheradapter zur Zentrierung des Probenbecher 75 mL im Schlitten der Pick&Place-Module

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.01402.000	Probenbecher aus Klarglas 75 mL, 30 Stück	
	Probenbecher aus Klarglas 75 mL, passend zu OMNIS Probenrack 602041040, 30 Stück	

6.01402.003 Probenbecher aus Braunglas 75 mL, 30 Stück

Probenbecher aus Braunglas 75 mL, passend zu OMNIS Probenrack
602041040, 30 Stück

