



# Titriergefäßoberteil Eco für Titriergefäße 601406XXX für Polytron

6.01405.060

Titriergefäßoberteil für die volumetrische Karl-Fischer-Titration mit einem Eco KF Titrator mit Polytron

Lieferumfang 6.01405.060

| Qt.   | Order no.  | Beschreibung                                             |
|-------|------------|----------------------------------------------------------|
| 1 STK | 6.1454.130 | Formdichtung aus FPM zu 61414xxx<br>zu KF und VA Geräten |



## Optionales Zubehör

| Order no.   | Beschreibung                                                                                                        |                                                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.01408.010 | Dichtungssatz zu Karl-Fischer-Titrierzelle<br><br>Kompletter Dichtungssatz, passend zu 6.05609.000 und 6.05609.010. |    |
| 6.02709.010 | Stopfen<br><br>Stopfen aus Kunststoff, passend zu OMNIS Karl-Fischer Titrator 2.1001.4220.                          |    |
| 6.02709.020 | Septumstopfen<br><br>Septumstopfen aus Kunststoff, passend zu Titriergefäßoberteile 6014050X0.                      |  |
| 6.02709.030 | Schraubnippel<br><br>Schraubnippel aus Kunststoff, passend zu Titriergefäßoberteile 6014050X0.                      |  |

6.02709.040 Verschlussstopfen

Verschlussstopfen zu Titriergefäßoberteilen 6014050X0.



---

6.02709.050 Führungshülse

Zur Fixierung des Polytron im Titrationsgefäß-Oberteil 601405040.

